

enovis™

DONJOY®
NEXTEP XCEL™ AIR

Evenwicht in beweging





DONJOY®

NEXTEP XCEL™ AIR

Evenwicht in beweging.

Innovatie en eenvoud combineren
bij elke stap .



Gezondheidswerkers hebben behoefte aan betrouwbare orthopedische oplossingen die zijn ontworpen om patiënten consistente resultaten te bieden en tegelijkertijd praktisch te blijven. De DonJoy® Nextep Xcel™ Air-producten voldoen aan deze behoeften met twee walkers met volledige schaal switch in: die circulair rigide zijn voor postoperatieve en posttraumatische zorg van de voet en enkel.

Door beproefde technologie te integreren in een gestroomlijnd ontwerp biedt Nextep Xcel™ Air een complete aanpak voor het beheer van de mobiliteit switch in: een actievere levensstijl van patiënten. De twee walkers bieden de klinische prestaties die professionals verwachten en bevorderen tegelijkertijd de efficiëntie binnen zorginstellingen.

Nextep Xcel™ Air staat voor een evenwichtige benadering van orthopedische zorg en biedt de functionaliteit die patiënten nodig hebben en de betrouwbaarheid die klinici waarderen.

Gemeenschappelijke kenmerken en voordelen



Het ontwerp met integrale schaal switch in: dat circulair rigide is zorgt voor een betere bescherming rondom en een betere ondersteuning van het onderbeen en/of de enkel



De voering van geborsteld nylon en schuim beschermt het been en blijft tegelijkertijd ademend voor langdurig comfort



Verstelbare klittenbandriemen zorgen voor een eenvoudige aanpassing



De draaibare gespen maken het sluiten van de riemen gemakkelijker



De ventilatie aan de achterkant van de walker bevordert het ademend vermogen voor langdurig comfort



De geïntegreerde flexibele bescherming helpt de tenen te beschermen



De gebogen switch in: goede afroling van de zool bevordert een gezonde en natuurlijke loopbeweging, van de hiel tot de tenen



Versterkte antislipzool voor veilig lopen



Slechts 3 maten voor elk model (S, M, L) om de opslag te optimaliseren



Radiotransparantie



	 NEXTEP XCEL™ AIR STANDAARD Pagina 6	 NEXTEP XCEL™ AIR KORT Pagina 8
INDICATIES		
Ernstige enkelverstuiking (stadium III)	✓	✓
Ernstige voetverstuiking (stadium III)		✓
Stabiele enkelbreuken	✓	
Stabiele voetbreuken		✓
Stressfracturen van de voet		✓
Weke delen letsels van de voet en enkel	✓	✓
Ligamentletsels (bijv. plantaire fasciitis)		✓
Ernstige tendinopathie van de enkel	✓	
Achillespeesrupturen*	✓	
Postoperatief van de achillespees*	✓	
KENMERKEN		
Luchtcel	✓	✓
Integraal ontwerp	✓	✓
Verstelbare riemen	4	3

*Kan worden gebruikt met universele hielverhogers 79-95130 (optioneel)

NEXTEP XCEL™ AIR STANDAARD

Bij een breuk of verstuiking van de enkel of voet combineert de **DonJoy® Nextep Xcel™ Air Standaard** walker volledige bescherming met een verstelbare luchtcel voor een betere immobilisatie en meer comfort. Het ontwerp dat tot onder de knie reikt en de afrollende antislipzool bieden stabiele en gecontroleerde ondersteuning voor revalidatie na een operatie of trauma.

INDICATIES

De DonJoy Nextep Xcel™ Air Standaard walker is ontworpen om postoperatieve of posttraumatische ondersteuning en immobilisatie van de enkel of voet te bieden.

- Stabiele fractuur van het onderste derde deel van het onderbeen
- Enkelvoudige of dubbele enkelbreuk
- Ernstige enkelverstuiking - stadium III (ligamentaire scheuring)
- Osteosynthese van fracturen van het onderste derde deel van het onderbeen
- Achillespeesruptuur

KENMERKEN

De walker bevat een grote geïntegreerde luchtcel met eenvoudige bediening voor het opblazen en aflaten: pomp om op te blazen en draaien om af te laten. Hij biedt verbeterde verstelbare ondersteuning voor het onderbeen en de enkel.

De herpositioneerbare luchtcelpomp kan worden aangepast aan verschillende beenmaten voor een optimale pasvorm.

4 verstelbare riemen,

- 1 voorvoetriem
- 1 enkelriem
- 2 scheenbeenriemen

voor een eenvoudige toepassing en een veilige pasvorm.

Zie **pagina 4** gemeenschappelijke kenmerken :



BESTELINFORMATIE

ARTIKELNUMMER	GTIN CODE	SCHOENMAAT	MAAT
82-118-S	1220000531789	36 - 39	S
82-118-M	1220000531772	39 - 44	M
82-118-L	1220000531765	44 - 48	L



NEXTEP XCEL™ AIR KORT

Voor voet- of enkelverstuikingen en voetbreuken die extra ondersteuning nodig hebben, biedt de **DonJoy® Nextep Xcel™ Air Kort** walker gerichte immobilisatie in een lichtgewicht model.

De aanpasbare luchtcel en antislipzool zorgen voor comfort voor de patiënt, gecontroleerde stabilisatie en effectief herstel in de dagelijkse medische zorg.

INDICATIES

De DonJoy Nextep Xcel™ Air Kort walker is ontworpen om ondersteuning en immobilisatie te bieden aan de voet en enkel.

- Fractuur van de voorste voetwortel en middenvoetsbeentjes (stadium III)
- Ernstige verstuiking van de middenvoet.
- Ligamentletsels zoals plantaire fasciitis
- Stressfracturen van de voet

KENMERKEN

De walker bevat een grote luchtkamer die is aangesloten op een eenvoudig systeem voor het opblazen en aflaten: pomp om op te blazen en draaien om af te laten. Hij biedt verbeterde, verstelbare ondersteuning voor het onderbeen en de enkel.

De instelbare pomp van de luchtkamer maakt het mogelijk om zich aan te passen aan verschillende beenmaten voor een optimale pasvorm.

3 verstelbare banden,

- 1 band voor de voorvoet
- 1 enkelband
- 1 scheenbeenband

voor een gemakkelijke toepassing en een veilige pasvorm .

Zie **pagina 4** gemeenschappelijke kenmerken :



BESTELINFORMATIE

ARTIKELNUMMER	GTIN CODE	SCHOENMAAT	MAAT
82-116-S	1220000531758	36 - 39	S
82-116-M	1220000531741	39 - 44	M
82-116-L	1220000531734	44 - 48	L



DONJOY®

enovis™

Creating Better Together™



ONTDEK ONS ONLINE enovis.be



ENOVIS.BE

ENOVIS.BE.NELUX

ENOVIS™ - DJO BENELUX BVBA | KLEINHOEFSTRAAT 5 | BUS 39 | 2440 GEEL | BELGIË |
Lees de instructies zorgvuldig. Fabrikant : Span Link International. *Samen Beter Maken

MKGBNLBV145 - Rev A - 12/2025

Copyright © 2025 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation

